

# 水性ダイヤモンド研磨剤

PRESI社製

バフ工程で使用されるダイヤモンド研磨剤には、いくつか種類がありますが、最もスタンダードなダイヤモンド研磨剤が、水溶性の多結晶・単結晶研磨剤シリーズです。

## Reflex LDP

多結晶ダイヤモンド研磨剤

多結晶ダイヤ推奨研磨材料：鉄、SUS、セラミクス

| Ref   | 製品内容            | 500cc |
|-------|-----------------|-------|
| 24260 | 多結晶ダイヤモンド研磨剤LDP | ¼μ    |
| 24261 | 多結晶ダイヤモンド研磨剤LDP | 1μ    |
| 24262 | 多結晶ダイヤモンド研磨剤LDP | 3μ    |
| 24263 | 多結晶ダイヤモンド研磨剤LDP | 6μ    |
| 24264 | 多結晶ダイヤモンド研磨剤LDP | 9μ    |
| 24265 | 多結晶ダイヤモンド研磨剤LDP | 15μ   |



多結晶ダイヤの方が切削性が高いため、研磨時間の短縮にもお繋ぎいただけます。硬い材料と相性が良いです。



## Reflex LDM

単結晶ダイヤモンド研磨剤

単結晶ダイヤ推奨研磨材料：銅、真鍮、アルミ、PCB溶接材料

| Ref   | 製品内容            | 500cc |
|-------|-----------------|-------|
| 24250 | 単結晶ダイヤモンド研磨剤LDM | ¼μ    |
| 24251 | 単結晶ダイヤモンド研磨剤LDM | 1μ    |
| 2422  | 単結晶ダイヤモンド研磨剤LDM | 3μ    |
| 24253 | 単結晶ダイヤモンド研磨剤LDM | 6μ    |
| 24254 | 単結晶ダイヤモンド研磨剤LDM | 9μ    |
| 24255 | 単結晶ダイヤモンド研磨剤LDM | 15μ   |



単結晶ダイヤの方がお安いです。そのため価格的なメリットをご希望の方はこちらの方がお勧めです。



## Lubricant

潤滑液



ダイヤモンド研磨剤と一緒にご使用いただくことを推奨しております。ダイヤの節約と研磨盤上全体にダイヤを行き渡らせる働きを助けてくれます。

| Ref   | 製品内容          |
|-------|---------------|
| 24270 | Lubricant 1L  |
| 24271 | Lubricant 10L |

問合せ先:

プレシジャパン株式会社

PRESIラボラトリー

〒174-0065 東京都板橋区若木1-8-23

TEL : 03-6912-3489

FAX : 03-6912-3775

※研磨工程に悩まれていらっしゃる方は、別資料「研磨工程参考表」をご覧くださいか、お問い合わせ下さい。